

# Säkerhetsmeddelande bålstöd till gå-/ståstöd Mustang och Rabbit

Etac har kommit ut med information om att ändavslutningen (en liten plastplugg) på bålstödet till Mustang och Rabbit kan lossna utan verktyg. Detta skulle kunna utgöra en potentiell risk för brukaren att stoppa i munnen.

[Läs hela säkerhetsmeddelandet från Etac](#)

Länsservice kommer att åtgärda alla bålstöd som från och med nu (maj 2020) går ut från vårt lager - pluggarna byts ut.

Om ni som förskrivare känner er oroliga för bålstöd som ni har ute hos brukare så kan ni via arbetsorder beställa åtgärd med ersättningspluggar.